

- Use the following manual habitual para realisar la aplicacón.
- Se coloca al paciente en la de alineación del disco adecuada (sola 118-3), el disco óptico deberia alinearse en la vista.

NOTA La configuración y el funcionamiento de los mangos de Welch Allyn y de iExaminer se describen en las instrucciones separadas.

Inspección, revisión, mantenimiento y reutilización

ADVERTENCIA Riesgo de lesiones al paciente. No se permite modificar el equipo porque puede afectar a la seguridad del paciente y del operario, alterar el rendimiento y la precisión del producto e invalidar la garantía del mismo.

Revisé el dispositivo en busca de señales evidentes de deterioro. Si observa algún daño o deterioro, interrumpa el uso del dispositivo y póngase en contacto con Welch Allyn.

Estos dispositivos no necesitan mantenimiento ni revisión. No se requiere calibración periódica, el producto no se puede reparar.

Estos dispositivos se pueden reutilizar hasta que muestren señales evidentes de desgaste o deterioro que impidan el funcionamiento correctamente. Además, no requieren restricciones de vida útil.

Características esenciales de rendimiento

Característica	Ofotalmoscopio
Lampo de visión	≥20"

Limpieza y desinfección

Limpieza: vea el dibujo 1.0

PRECAUCIÓN El exceso de solución que entra en el conjunto óptico podría dañar los componentes internos. Asegure de que el paño de limpieza esté completamente empapado de solución.

PRECAUCIÓN No esterilice el dispositivo ni lo sumerja en ninguna solución.

Se trata de instrumentos ópticos de precisión no esterilizables.

Productos químicos de limpieza aprobados para los cabezales del oftalmoscopio: alcohol isopropílico al 70%con agua desionizada al 30% (por ejemplo, 70 toallitas con alcohol Cideho®), Metrex™ CaviWipes™, PDI Super-Sani-Cloth® y PDI-Sani-Cloth Plus™.

ADVERTENCIA Para evitar la contaminación cruzada, limpie y desinfecte la capa ocular del paciente después de cada exploración, siguiendo las siguientes instrucciones:

- Retire la capa ocular del paciente (1) y el protector ocular del médico (2) para limpiarlos por separado. Estos se limpian según las instrucciones de los apartados 2 y 4 que se describen a continuación.
- Utilice productos químicos de limpieza aprobados (consulte más arriba) para limpiar el cabezal del oftalmoscopio y eliminar toda la suciedad acumulada en él. Frecuentemente limpie la capa ocular del paciente entre cada exploración. Limpie los cabezales del oftalmoscopio y el protector ocular del médico según sea necesario.
- Limpie la lente del oftalmoscopio con un bastoncillo de algodón o con papel para limpiar lentes sumergido en alcohol isopropílico al 70 %. Frecuencia: Limpie la lente del oftalmoscopio según sea necesario.
- Deje que la solución de limpieza se seque.

Desinfección: vea el dibujo 1.0

Desinfecte solamente la capa ocular del paciente (1) y el protector ocular del médico (2). Después de la limpieza, desinfecte siguiendo las siguientes instrucciones:

- Asegure de que la solución de limpieza se ha secado al aire completamente.
- Limpie la capa ocular y el protector ocular del médico por separado con un paño humedecido con la siguiente solución: Alcohol Isopropílico al 70 % con agua desionizada al 30% (por ejemplo, 70 toallitas con alcohol GDeho®).
- Conserve las superficies húmedas durante 2 minutos, volviendo a aplicar la solución según sea necesario. **No deje que las superficies se sequen hasta que no hayan pasado 2 minutos.**
- Deje que las superficies se sequen al aire una vez transcurridos 2 minutos.
- Vuelva a montar los dispositivos.

Almacenamiento y eliminación

Almacene el dispositivo de acuerdo con las directrices del centro para conservarlo limpio, seco y listo para su uso. Deseeche este producto y sus accesorios de acuerdo con las normas locales. No lo elimine como residuo urbano sin clasificar. Prepárelo para su reutilización o recogida selectiva de acuerdo con las normativas locales.

Los clientes deben respetar todas las leyes y normativas federales, estatales, regionales y locales con respecto a la eliminación segura de los dispositivos y accesorios médicos. En caso de duda, el usuario del dispositivo deberá, en primer lugar, ponerse en contacto con el servicio técnico de Hillrom para que lo orienten sobre los protocolos de eliminación segura.

Para obtener información más específica sobre la eliminación o el cumplimiento de la normativa, visite welchallyn.com o póngase en contacto con el servicio técnico de Welch Allyn en la página web https://hillrom.com/en-us/about-us/locations.

Entorno

Almacenamiento y transporte de: -20 °C a +55 °C, del 10% al 95% de HR, de 106 kPa a 69,7 kPa.
Exposición: 118-3 está exento de exposición al riesgo de radiación. Funcionamiento de: 10 °C a +35 °C, del 15% al 90% de HR, de 106 kPa a 69,7 kPa.

Solución de problemas

Si el dispositivo no se enciende mientras está conectado a un mango de conexión de Hillrom, confirme que las pilas están correctamente colocadas dentro del mango.

Garantía limitada

Welch Allyn garantiza que:
1) el oftalmoscopio 118-2 estará exento de defectos de mano de obra o material durante un año desde la fecha de compra de 118-3.
2) el oftalmoscopio 118-3 estará exento de defectos de mano de obra o material durante 5 años desde la fecha de compra.
2) la fuente de alimentación de estos oftalmoscopios estará exenta de defectos de mano de obra o material durante 5 años desde la fecha de compra.
3) la capa ocular reutilizable del oftalmoscopio estará exenta de defectos de mano de obra o material durante 6 meses desde la fecha de compra.
El arreglo de estos defectos correerá por cuenta de Welch Allyn mediante la reparación o sustitución del producto. Esta garantía no cubre los daños causados por accidentes, las reparaciones realizadas por un proveedor que no esté autorizado por Welch Allyn, o el incumplimiento de las instrucciones de mantenimiento de Welch Allyn.

ESTA GARANTÍA LIMITADA SE PROPORCIONA EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA IMPLÍCITA DE CALIDAD DEL PRODUCTO Y LA ÚNICA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS DE WELCH ALYN.

Informes sobre dispositivos médicos

Aviso a los usuarios y/o pacientes en la UE: Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra el dispositivo o el paciente.

Tablas de CEM

welchallyn.com/getstarted

Servicio técnico de Welch Allyn

https://hillrom.com/en-us/about-us/locations

PATENTS hillrom.com/patents

Código de lote

Descodificar el código de lote AAADD, donde A = Año y D = Día

Svenska

Avningsomsråde

Welch Allyn PanOptic oftalmoskop är avsedda att användas av läkare och medicinsk kvalificerad personal för undersökning av ögons näthinna, hornhinnna, kammarvärtan, lins och glaskropp vid belysning samt för förstoring på barn- och vuxenpatienter.

De avsedda användningsmiljöerna för Welch Allyn PanOptic oftalmoskop är professionella sjukvårdsinställningar, till exempel läkarmottagningar, sjukhus, specialkliniker, akutvård, kliniker och utbildning i klinisk miljö.
Kliniska föreläsningar – avses i Avsedd användning
Driftsäkerhet: KONTINJUERLIGT

OBSE Welch Allyn PanOptic oftalmoskop är lämpliga för användning i patientmiljö.

Översikt över oftalmoskopmodeller – se ritning 1.0

1) Patientögonkopp (tillval)
2) Dioptrifokushjul
3) Patientanslutnings del, kommer i två olika storlekar (patienter)
4) Anslutning för smärnt enhet (endast i 118-3)
5) Öppningshjul
6) Okulärändringar för läkare
7) Öppningshjul
8) Dioptrifokushjul (plus = grön; minus = röd)
9) Lampor för skivnivkinning (röd för undersökningar av höger öga; gul för undersökningar av vänster öga – endast 118-3)

1) Ta bort patientögonkopp (1) och okulärändringar för läkare (2) för separat rengöring. Dessa rengörs enligt instruktionserna för nummer 2 och 4 nedan.

2) Använd godkända rengöringskemikalier (se ovan) för att torka av instrumentet och avlägsna all smitta och optiskt smuts. Frekvens: Rengör patientögonkopp mellan varje undersökning. Rengör oftalmoskopshuvuden och okulärändringar för läkare vid behov.

3) Rengör oftalmoskopslinsen med en bomullspinne eller ett linsapparat doppat i 70 % isopropylalkohol. Frekvens: Rengör oftalmoskopslinsen vid behov.

4) Låt rengöringslösningen torka.

• 118-EC PanOptic Basic Plus Patient Eye Cup (set med 5)
• 11840-IE iExaminer SmartBracket Assembly (endast för 118-3)
• 777-13.5 V Head Locking Hardware med Set Screw

Kompatibla handtag och energilådar

• 7710 Green Series Wall Diagnostic System och andra Welch Allyn-väggsystem
• 71900 3.5 V e/handtag, laddningsbrett med litiumbatterier

OBSE Använd endast dessa enheter på godkända Welch Allyn-handtag.
fel.welchallyn.com/getstarted finns en aktuell lista med kompatibla strömklavar och tillbehör.

OBSE Ritning 20 visar borttagning av handtaget som påminnelse. Den här handboken gödd dock inte handtag. Mer information finns i brukningsanvisning till respektive handtag.

OBSE Ritning 30 visar kringning med skruv som låser ihuvudet vid operering. Om huvudet inte lossnar kan det vara fastlåst i handtaget med skruven.

Övriga risker

Den här produkten uppfyller relevanta standarder för elektromagnetisk interferens, mekanisk säkerhet, och biokompatibilitet. Produkten kan dock inte helt eliminera risker för patient- eller användarskador av följande typ or sakor:

- personskada eller skada på utrustning som är förknippade med elektromagnetiska risker
- skador på grund av mekaniska risker
- skada på grund av att enheten, funktioner eller parameter inte är tillgängliga
- skador till följd av felaktig användning, till exempel otillräcklig rengöring
- skador från exponering för biologiska utlösare som kan resultera i en allvarig systemisk allergisk reaktion.

Symboler	Om du vill ha information om ursprung för de här symbolerna kan du gå till symbolbilden för Welch Allyn: welchallyn.com/symbolossay
+	Placering av batterier
!	Försiktighet! – Försiktighetsgårdarna i den här handboken identifierar områden där användningen av denna ledna till skada på utrustningen eller annan egendom, eller till förlust av data
GTIN	GTIN-artikelnnummer
!	Varning – Varningsområdena i den här handboken identifierar områden där användningen av denna ledna till skada på utrustningen eller annan egendom, eller till förlust av data
Rx ONLY	Endast recept. För användning av denna ledna i ordination av en legitimerad läkare
!	För användning av denna ledna i ordination av en legitimerad läkare
#	Produktidentifiare
!	Förvaras torr
!	Inte tillverkad av naturgummilätex
%	Luftfuktighetsgräns
!	Inte tillverkad av naturgummilätex
!	Temperaturgräns
!	Inte tillverkad av naturgummilätex
!	Läkbruksanvisningen (FU)
!	Applicerad del av typ BF
!	Tillverkar

GTIN GTIN-artikelnnummer
! Varning – Varningsområdena i den här handboken identifierar områden där användningen av denna ledna till skada på utrustningen eller annan egendom, eller till förlust av data
Rx ONLY Endast recept. För användning av denna ledna i ordination av en legitimerad läkare
Produktidentifiare
! Förvaras torr
! Inte tillverkad av naturgummilätex
% Luftfuktighetsgräns
! Inte tillverkad av naturgummilätex

ADVERTENCIA Para evitar la contaminación cruzada, limpie y desinfecte la capa ocular del paciente después de cada exploración, siguiendo las siguientes instrucciones:

- Retire la capa ocular del paciente (1) y el protector ocular del médico (2) para limpiarlos por separado. Estos se limpian según las instrucciones de los apartados 2 y 4 que se describen a continuación.
- Utilice productos químicos de limpieza aprobados (consulte más arriba) para limpiar el cabezal del oftalmoscopio y eliminar toda la suciedad acumulada en él. Frecuentemente limpie la capa ocular del paciente entre cada exploración. Limpie los cabezales del oftalmoscopio y el protector ocular del médico según sea necesario.
- Limpie la lente del oftalmoscopio con un bastoncillo de algodón o con papel para limpiar lentes sumergido en alcohol isopropílico al 70 %. Frecuencia: Limpie la lente del oftalmoscopio según sea necesario.
- Deje que la solución de limpieza se seque.

Desinfección: vea el dibujo 1.0

Desinfecte solamente la capa ocular del paciente (1) y el protector ocular del médico (2). Después de la limpieza, desinfecte siguiendo las siguientes instrucciones:

- Asegure de que la solución de limpieza se ha secado al aire completamente.
- Limpie la capa ocular y el protector ocular del médico por separado con un paño humedecido con la siguiente solución: Alcohol Isopropílico al 70 % con agua desionizada al 30% (por ejemplo, 70 toallitas con alcohol GDeho®).
- Conserve las superficies húmedas durante 2 minutos, volviendo a aplicar la solución según sea necesario. **No deje que las superficies se sequen hasta que no hayan pasado 2 minutos.**
- Deje que las superficies se sequen al aire una vez transcurridos 2 minutos.
- Vuelva a montar los dispositivos.

Almacenamiento y eliminación

Almacene el dispositivo de acuerdo con las directrices del centro para conservarlo limpio, seco y listo para su uso. Deseeche este producto y sus accesorios de acuerdo con las normas locales. No lo elimine como residuo urbano sin clasificar. Prepárelo para su reutilización o recogida selectiva de acuerdo con las normativas locales.

Los clientes deben respetar todas las leyes y normativas federales, estatales, regionales y locales con respecto a la eliminación segura de los dispositivos y accesorios médicos. En caso de duda, el usuario del dispositivo deberá, en primer lugar, ponerse en contacto con el servicio técnico de Hillrom para que lo orienten sobre los protocolos de eliminación segura.

Para obtener información más específica sobre la eliminación o el cumplimiento de la normativa, visite welchallyn.com o póngase en contacto con el servicio técnico de Welch Allyn en la página web https://hillrom.com/en-us/about-us/locations.

Entorno

Almacenamiento y transporte de: -20 °C a +55 °C, del 10% al 95% de HR, de 106 kPa a 69,7 kPa.
Exposición: 118-3 está exento de exposición al riesgo de radiación. Funcionamiento de: 10 °C a +35 °C, del 15% al 90% de HR, de 106 kPa a 69,7 kPa.

Si el dispositivo no se enciende mientras está conectado a un mango de conexión de Hillrom, confirme que las pilas están correctamente colocadas dentro del mango.

Garantía limitada

Welch Allyn garantiza que:
1) el oftalmoscopio 118-2 estará exento de defectos de mano de obra o material durante un año desde la fecha de compra de 118-3.
2) el oftalmoscopio 118-3 estará exento de defectos de mano de obra o material durante 5 años desde la fecha de compra.
2) la fuente de alimentación de estos oftalmoscopios estará exenta de defectos de mano de obra o material durante 5 años desde la fecha de compra.
3) la capa ocular reutilizable del oftalmoscopio estará exenta de defectos de mano de obra o material durante 6 meses desde la fecha de compra.
El arreglo de estos defectos correerá por cuenta de Welch Allyn mediante la reparación o sustitución del producto. Esta garantía no cubre los daños causados por accidentes, las reparaciones realizadas por un proveedor que no esté autorizado por Welch Allyn, o el incumplimiento de las instrucciones de mantenimiento de Welch Allyn.

ESTA GARANTÍA LIMITADA SE PROPORCIONA EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA IMPLÍCITA DE CALIDAD DEL PRODUCTO Y LA ÚNICA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS DE WELCH ALYN.

Informes sobre dispositivos médicos

Aviso a los usuarios y/o pacientes en la UE: Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra el dispositivo o el paciente.

OBSE Instalktion och användning av Welch Allyn-handtag och iExaminer beskriver i separata instruktioner.

Inspektion, service, underhåll och återanvändning

ADVERTENCIA Riesgo de contaminación. Det är inte tillåtet att modifiera denna utrustning eftersom patientens och användarens säkerhet kan påverkas negativt, produktens prestanda och noggrannhet kan försämrars och produktens garanti kan bli ogiltig.

FÖRSIKTIGHET Underlåtelse att följa anvisningarna kan skada instrumentet.

FÖRSIKTIGHET Risk för skada på instrumentet. Service får endast utföras av auktoriserad Welch Allyn-servicecenter.

Användning Oftalmoskopet överensstämmer med ISO 10943:2011.

ADVERTENCIA Utför ingen undersökning om ett blinkande ljus visas när enheten har slagits på. Byt e eller laddning av batterierna kan lösa detta problem.

FÖRSIKTIGHET Risk för skada på instrumentet. Service får endast utföras av auktoriserad Welch Allyn-servicecenter.

Användning Oftalmoskopet överensstämmer med ISO 10943:2011.

ADVERTENCIA Utför ingen undersökning om ett blinkande ljus visas när enheten har slagits på. Byt e eller laddning av batterierna kan lösa detta problem.

FÖRSIKTIGHET Underlåtelse att följa anvisningarna kan skada instrumentet.

FÖRSIKTIGHET Risk för skada på instrumentet. Service får endast utföras av auktoriserad Welch Allyn-servicecenter.

Användning Oftalmoskopet överensstämmer med ISO 10943:2011.

ADVERTENCIA Riesgo de contaminación. Det är inte tillåtet att modifiera denna utrustning eftersom patientens och användarens säkerhet kan påverkas negativt, produktens prestanda och noggrannhet kan försämrars och produktens garanti kan bli ogiltig.

FÖRSIKTIGHET Underlåtelse att följa anvisningarna kan skada instrumentet.

FÖRSIKTIGHET Steriliserla inte enheten och sänk inte ned den i vätska.

ADVERTENCIA Riesgo de contaminación. Det är noe tillåtet att modifiera denna utrustning eftersom patientens och användarens säkerhet kan påverkas negativt, produktens prestanda och noggrannhet kan försämrars och produktens garanti kan bli ogiltig.

FÖRSIKTIGHET Underlåtelse att följa anvisningarna kan skada instrumentet.

Desinfección – se ritning 1.0

Desinfecte endast patientögonkopp (1) och okulärändringar för läkare (2). Efter rengöring, desinfectera enligt dessa instruktioner:

- Se till att rengöringslösningen har luftfuktat tätt och hållet.
- Torka av den borttagna ögonkopp och den fristående okulärändringar för läkare med en trasa som fuktats med följande lösning: 70 % isopropylalkohol med 30 % avjoniserat vatten (till exempel CDeho® 70 rengöringsklavar med alkohol).
- Håll ytorna väta i 2 minuter och applicera om lösningen vid behov.
- Låt ytorna torka förän två minuter har gått.
- Låt rengöringslösningen tora för två minuterarna har gått.
- Sätt tillbaka enheterna.

Förvaring och kassering

Förvara enheten enligt sjukhusets riktlinjer, så att den förblir ren, torik och får användning. Kassera denna produkt och dess tillbehör enligt med lokala lagar och föreskrifter. Kassera inte som osorterat avfall. Förbered för återanvändning eller separat sortering i enlighet med lokala föreskrifter.

Kunderna bör följa alla federala, statliga, regionala och lokala lagar och förordningar som gäller särskilt kassering av medicinsk utrustning och tillbehör vid verksamheten användaren av enheten. Första handkontakta Hillroms tekniska support för råd om särskilt kassering.

Om du vill ha mer specifik information om kassering eller överensstämelse gåru till www.welchallyn.com/vee eller kontakta Welch Allynns tekniska support på https://hillrom.com/en-us/about-us/locations.

Förvaring och transport: –20 °C till +55 °C, 10–95 % relativ luftfuktighet, 106 kPa till 69,7 kPa
Vid drift: 10 °C till 35 °C, 15–90 % relativ luftfuktighet, 106 kPa till 69,7 kPa

Felsökning

Om enheten inte tänds när den ansluts till ett handtag som drivs med C-cellsbatterier kontrollera då att batterierna är isatta på rätt sätt i handtaget.

Begränsad garanti

Welch Allyn garanterar att:
1) oftalmoskopet 118-2 är fritt från defekter i utformning eller material i ett år från inköpsdatum, att oftalmoskopet 118-3 är fritt från defekter i utformning eller material i fem år från inköpsdatum,
2) att belysningskälla för dessa oftalmoskop är fria från defekter med avseende på utformning eller material i fem år från inköpsdatum och 3) att den återanvändbara ögonkopp för oftalmoskop är fria från defekter i utformning eller material i sex månader från inköpsdatum. Welch Allyn ansvarar för kostnader för reparationskostnader för utformning eller ersätta produkten. Garantin täcker inte skada som orsakats av olycka, reparationer som utförs av part som inte är godkända av Welch Allyn eller underlåtelser att använda godkända material i fem år från inköpsdatum.
DEN HÄR BEGRÄNSADE GARANTIN TILLHANDAHÅLLS ISTÄLLET FÖR EN ANDRA FÖRBEREDDASTÄLLNING AV PRODUKTER OCH/ELLER ANDRA ENDÅ GARANTIN SOM GÄLLER FÖR PRODUKTERNA.

Rapportering för medicinska produkter

Meddelande till användare och/eller patienter i EU: Alla allvariga incidenter som har inträffat i relation till enheten ska rapporteras till tillverkaren och berörd myndighet i medlemstaten där användaren och/eller patienten befinner sig.

EMC-tabeller

Welch Allynns tekniska support
https://hillrom.com/en-us/about-us/locations
PATENT hillrom.com/patents

Partiklor

Avkodare för partiklor YDDD där Y = år och d = dag

Partiklor

ADVERTENCIA Para evitar la contaminación cruzada, limpie y desinfecte la capa ocular del paciente después de cada exploración, siguiendo las siguientes instrucciones:

- Retire la capa ocular del paciente (1) y el protector ocular del médico (2) para limpiarlos por separado. Estos se limpian según las instrucciones de los apartados 2 y 4 que se describen a continuación.
- Utilice productos químicos de limpieza aprobados (consulte más arriba) para limpiar el cabezal del oftalmoscopio y eliminar toda la suciedad acumulada en él. Frecuentemente limpie la capa ocular del paciente entre cada exploración. Limpie los cabezales del oftalmoscopio y el protector ocular del médico según sea necesario.
- Limpie la lente del oftalmoscopio con un bastoncillo de algodón o con papel para limpiar lentes sumergido en alcohol isopropílico al 70 %. Frecuencia: Limpie la lente del oftalmoscopio según sea necesario.
- Deje que la solución de limpieza se seque.

Desinfecte solamente la capa ocular del paciente (1) y el protector ocular del médico (2). Después de la limpieza, desinfecte siguiendo las siguientes instrucciones:

- Asegure de que la solución de limpieza se ha secado al aire completamente.
- Limpie la capa ocular y el protector ocular del médico por separado con un paño humedecido con la siguiente solución: Alcohol Isopropílico al 70 % con agua desionizada al 30% (por ejemplo, 70 toallitas con alcohol GDeho®).
- Conserve las superficies húmedas durante 2 minutos, volviendo a aplicar la solución según sea necesario. **No deje que las superficies se sequen hasta que no hayan pasado 2 minutos.**
- Deje que las superficies se sequen al aire una vez transcurridos 2 minutos.
- Vuelva a montar los dispositivos.

ADVERTENCIA Riesgo de contaminación. Det är inte tillåtet att modifiera denna utrustning eftersom patientens och användarens säkerhet kan påverkas negativt, produktens prestanda och noggrannhet kan försämrars och produktens garanti kan bli ogiltig.

FÖRSIKTIGHET Underlåtelse att följa anvisningarna kan skada instrumentet.

FÖRSIKTIGHET Risk för skada på instrumentet. Service får endast utföras av auktoriserad Welch Allyn-servicecenter.

Användning Oftalmoskopet överensstämmer med ISO 10943:2011.

ADVERTENCIA Riesgo de contaminación. Det är noe tillåtet att modifiera denna utrustning eftersom patientens och användarens säkerhet kan påverkas negativt, produktens prestanda och noggrannhet kan försämrars och produktens garanti kan bli ogiltig.

FÖRSIKTIGHET Underlåtelse att följa anvisningarna kan skada instrumentet.

FÖRSIKTIGHET Risk för skada på instrumentet. Service får endast utföras av auktoriserad Welch Allyn-servicecenter.

Användning Oftalmoskopet överensstämmer med ISO 10943:2011.

ADVERTENCIA Riesgo de contaminación. Det är noe tillåtet att modifiera denna utrustning eftersom patientens och användarens säkerhet kan påverkas negativt, produktens prestanda och noggrannhet kan försämrars och produktens garanti kan bli ogiltig.

FÖRSIKTIGHET Underlåtelse att följa anvisningarna kan skada instrumentet.

FÖRSIKTIGHET Steriliserla inte enheten och sänk inte ned den i vätska.

ADVERTENCIA Riesgo de contaminación. Det är noe tillåtet att modifiera denna utrustning eftersom patientens och användarens säkerhet kan påverkas negativt, produktens prestanda och noggrannhet kan försämrars och produktens garanti kan bli ogiltig.

FÖRSIKTIGHET Underlåtelse att följa anvisningarna kan skada instrumentet.

FÖRSIKTIGHET