



## Votre partenaire de soins



### Aidez vos patients et leurs soignants à être autonomes

En accord avec notre philosophie de promotion de l'autonomie du patient, de son rétablissement rapide et de la réduction des efforts des soignants, notre lit est doté de multiples prises auxquelles les patients peuvent se tenir pour se retourner, se repositionner ou sortir du lit en toute sécurité et sans assistance supplémentaire.



### Maintien de l'intégrité de la peau

Sept mouvements de lit favorisent le bon positionnement du patient. En évitant au patient de glisser, le lit AvantGuard® 1600 prévient les frottements qui, à terme, peuvent entraîner des lésions.

En outre, les surfaces thérapeutiques Hill-Rom permettent de réduire considérablement la pression. L'écart entre les barrières étant minimisé, la sécurité du patient est donc assurée, vous pouvez donc être rassurés quant aux risques de chute de vos patients.

[www.hill-rom.com](http://www.hill-rom.com)

Hill-Rom se réserve le droit d'apporter toute modification dans la conception, les caractéristiques ou les modèles, sans avis préalable. La seule garantie octroyée par Hill-Rom est la garantie écrite explicite consentie sur la vente ou la location de ses produits.

© 2009 Hill-Rom Services, Inc. – TOUS DROITS RÉSERVÉS.

**Hill-Rom**

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

## Votre partenaire de soins pour les patients hautement dépendants



Lit AvantGuard® 1600

France	+33 (0)2 97 50 92 12
United Kingdom	+44 (0)1530 411000
Deutschland	+49 (0)211/16450-0
Nederland	+31 (0)347 32 35 32
Italia	+39 02-950541
Suisse/Schweiz	+41 (0)21/706 21 30
(deutschsprachig)	.....021/706 21 38
Österreich	+43 (0)2243 / 28550
Ireland	+353 (0)1 413 6005
España	+34 (0)93 6856000
Portugal	+351 210 991 891
Nordic Countries	+46 (0)8 564 353 60

Export:  
Contact your local Hill-Rom distributor or contact your Area manager via website or call +1 812 934 8173

Design: www.cadmus.fr - FB - AvantGuard 1600 - 1001 - 03/09/16

**Hill-Rom**

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™



Le mal de dos doit-il vraiment faire partie de votre travail ?  
**Ce n'est pas notre avis**

## Plus d'efficacité et moins de douleurs

Préserver la santé et l'efficacité des soignants est essentiel pour chaque établissement de soins. Le lit AvantGuard® 1600 peut vous aider à remplir cet objectif, grâce à ses commandes Point-of-Care™ intuitives et ses fonctionnalités d'assistance aux soignants.



### Comment le lit AvantGuard® 1600 vous aide-t-il à réduire les risques associés au déplacement et à la manipulation du patient ?

Grâce aux commandes Point-of-Care™, les soignants restent aux côtés du patient, là où leur présence est la plus nécessaire.

#### Pesée intégrée

La pesée du patient s'effectue de manière très simple : il vous suffit de presser un bouton sur le côté du lit.

- Affichage du poids du patient arrondi à 500 g ou 100 g temporairement
- Des éléments peuvent être retirés du lit ou ajoutés sans pour autant modifier le poids affiché
- Balance des fluides du patient



#### Déplacement et mobilisation du patient simples et sécurisés

Lorsque le patient a un niveau d'acuité élevé, les soignants doivent lui accorder encore plus d'attention. En bénéficiant des fonctionnalités du lit AvantGuard® 1600 et de notre expertise en matière d'ergonomie, vous serez à même de fournir des niveaux plus élevés de soins et d'assistance à vos patients, et ce en toute sécurité et avec le minimum d'efforts.



#### Cinquième roue

Le lit est doté d'une cinquième roue, qui vous permettra de le manœuvrer dans toutes les directions.



#### Commande EasyChair™

La commande en un bouton EasyChair™ permet au soignant de placer le lit en position fauteuil d'un seul geste, rapidement et aussi souvent que souhaité.

#### Indicateurs d'angulation Line of Site®

Elevez le relève-buste à 30 ou 45° aisément grâce aux indicateurs d'angulation Line of Site® faciles à lire.

