

Prévention sûre et efficace des escarres par auto-ajustement



- Mousse viscoélastique thermosensible (mémoire de forme)
- Epouse la morphologie du patient et réduit les pressions d'interface
- Très grand confort et longue durée de vie du produit
- Housse thermo-soudée équipée de poignées
- Nettoyage aisé, hygiène assurée
- Les sections latérales à forte densité renforcent la sécurité du patient et facilitent la sortie de lit
- S'adapte à la plupart des cadres de lit et à toutes les positions de lit

Matelas viscoélastique NP150 de Hill-Rom Matelas en mousse viscoélastique thermosensible

Hill-Rom

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

Matelas viscoélastique NP150 de Hill-Rom

Matelas en mousse viscoélastique thermosensible



Fabriqué en « mousse à mémoire de forme », le matelas viscoélastique NP150 de Hill-Rom a été spécialement conçu pour prévenir les escarres. La mousse viscoélastique thermosensible épouse la morphologie du patient, répartit le poids de manière homogène et soutient le corps du patient dans toutes les positions. Ainsi, les pressions sont redistribuées de manière optimale et le confort du patient s'améliore. Il s'adapte à la plupart des cadres de lit et à toutes les positions de lit.

Le matelas est entièrement recouvert d'une housse en polyuréthane imperméable à l'eau, perméable à la vapeur d'eau, multi-stretch, bactériostatique et fongistatique. Facile à nettoyer et à désinfecter, elle assure une hygiène parfaite pour les patients et le personnel soignant.

Spécifications techniques

Matelas (tailles personnalisables disponibles) :

Longueur	198 cm
Largeur	85 cm ou 90 cm
Hauteur	14 cm
Poids	8.8 kg

Densité : 55 kg/m³

Performances :

Hill-Rom garantit les performances de la mousse pendant 5 ans et celles de la housse pendant 4 ans.

Limite de poids thérapeutique 150 kg

Désinfection :


Pour désinfecter la housse, l'essuyer avec une solution d'hypochlorite à 1000 ppm

Conformité aux normes :

BS 7177 : 1996 ; EN 597 1&2, GPEM D1-90, BS 6807 crib5; UNI 9175

Le matelas viscoélastique NP150 de Hill-Rom est :

Transparent aux rayons X et sans latex

 Dispositif médical de classe 1 (MDD 93/42/CEE)

Deux rallonges sont disponibles avec le matelas viscoélastique NP150 de Hill-Rom

Taille standard : 198 cm

+9cm | +18cm

1

2

Veuillez contacter votre représentant Hill-Rom pour plus de détails.



www.hill-rom.com

Hill-Rom se réserve le droit de changer tout détail ou spécification ou modèle sans notification préalable dans un souci d'amélioration permanente. La seule garantie dont répond Hill-Rom pour le produit est la garantie expresse écrite accompagnant le contrat de vente ou de location. Fabriqué par Hill-Rom SAS - Pluvigner, France.

© 2008 Hill-Rom Services, Inc. - TOUS DROITS RESERVES.



Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

France	+33 (0)2 97 50 92 12
United Kingdom	+44 (0)1530 411000
Deutschland	+49 (0)211/16450-0
Nederland	+31 (0)347 32 35 32
Italia	+39 02-950541
Suisse/Schweiz	+41 (0)21/706 21 30
(deutschsprachig)021/706 21 38
Österreich	+43 (0)2243 / 28550
Ireland	+353 (0)1 413 6005
España	+34 (0)93 6856000
Portugal	+351 (0)210 991 891
Nordic Countries	+46 (0)8 564 353 60
Export:	
Contact your local Hill-Rom distributor or	
contact your Area manager via website	
or call	+1 812 934 8173