

Letto AvantGuard® 800 LTC

Tecnologia, sicurezza e facilità

d'uso per voi e i vostri pazienti, per molto tempo.



In sintesi:

- Linee calde ed eleganti.
- Testiere e pediere personalizzabili.
- Design ergonomico.
- Accessibilità ottimizzata.
- Facile manutenzione.

Tecnologia, sicurezza e facilità d'uso: letti Hill-Rom di nuova generazione

L'AvantGuard® 800 LTC riunisce in sé l'intero know-how di Hill-Rom nei letti ospedalieri, combinando tecnologia, sicurezza e facilità d'uso.

Il suo progetto innovativo offre al personale sanitario soluzioni tecniche e pratiche che semplificano il lavoro aumentando al massimo la sicurezza. Le testiere e le pediere possono essere personalizzate con la gamma di colori Meltis® per dare calore all'ambiente e contribuire al benessere del paziente.

Letto AvantGuard® 800 LTC

Tecnologia, sicurezza e facilità d'uso per voi e i vostri pazienti, per molto tempo.



Sponde laterali in legno opzionali
per una maggiore armonia con la stanza del paziente.

Igigienico e pratico
il portabiancheria facilita il lavoro quotidiano degli infermieri.

Spostamenti e manutenzione più facili
per gli infermieri, grazie alle ruote da 100 mm.

Gamma Meltis®

Il letto AvantGuard® 800 LTC vi permette di armonizzare le testiere e pediere con l'arredamento Meltis®, aggiungendo calore alla stanza del paziente.



Gamma Sahoure



Gamma Toocana



Gamma Gwanara



Gamma Koati

Dati tecnici

Dimensioni del letto:

Larghezza del letto senza sponde laterali metalliche	938 mm
Larghezza del letto con sponde laterali metalliche ...	1024 da 1034 mm
(secondo il modello)	
Lunghezza del letto	2144 mm
Lunghezza del letto con estensione	2234 mm

Posizione più alta con:

• ruote singole da 100 mm (base)	735 mm
• ruote singole da 125 mm	755 mm
• ruote singole da 150 mm	780 mm
• ruote doppie da 150 mm	775 mm
• ruote integrali da 150 mm	780 mm

Posizione più bassa con:

• ruote singole da 100 mm (base)	375 mm
• ruote singole da 125 mm	390 mm
• ruote singole da 150 mm	420 mm
• ruote doppie da 150 mm	415 mm
• ruote integrali da 150 mm	420 mm

Articolazioni del letto:

Testa	68°
Ginocchia	28°
Gambe	16°
Trendelenburg / Anti. Trendelenburg	-12° / 12°
Carico di lavoro sicuro	185 Kg



Dotato di marchio NF Medical – Autorizzazione n° 178-01/01. Conforme agli standard seguenti: NF-EN-60601-1 (1996), NF-EN-60601-1-2 (2001), NF-EN-60601-2-38 e amdt 1 (1999), NF-S-90-312 (1984).



Ente per la Qualità e l'Ambiente per impianti di sviluppo e produzione: ISO 9001 (2000) LNE N° 01391 - ISO 13485 (2003) G.MED N° 0851 - ISO 14001 (1996) ECOPASS N° F-563601.

Opzioni

- Articolazione all'altezza delle ginocchia e Autocontour elettrici
- 2 sponde laterali metalliche o in legno
- 2 maniglie di discesa
- Batteria di back-up
- Portabiancheria
- Altre ruote disponibili:
 - 125 mm / 150 mm
 - ruota singola / doppia / integrale
 - ruote antistatiche

www.hill-rom.com

France+33 (0)2 97 50 92 12
 United Kingdom+44 (0)1530 411000
 Deutschland+49 (0)211/16450-0
 Nederland+31 (0)347 32 35 32
 Italia+39 02-950541

Suisse/Schweiz+41 (0)21/706 21 30
 (deutschsprachig)021/706 21 38
 Österreich+43 (0)2243 / 28550
 Ireland+353 (0)1 413 6005
 Iberia+34 (0)93 6856000

Nordic Countries+46 (0)8 564 353 60
 Exportcontact your local Hill-Rom distributor
or contact your Area manager via website
 or call +1 812 934 8173

Hill-Rom si riserva il diritto di modificare senza preavviso progetto, specifiche e modelli. L'unica garanzia offerta da Hill-Rom è l'esplicita garanzia scritta estesa alla vendita o al noleggio dei propri prodotti. Fabbricato da Hill-Rom SAS - Pluvigner, Francia © 2007 Hill-Rom Services, Inc. - TUTTI I DIRITTI RISERVATI.



USA & Canada
 Western & Eastern Europe
 Middle East / Africa /
 Indian Sub-Continent
 Asia Pacific