

Letto elettrico **AvantGuard® 800 Comfort**



Per la Hill-Rom è fondamentale che il paziente conservi la propria mobilità nello spazio in cui vive.

- L'elevata stabilità del letto e le maniglie di mobilizzazione garantiscono un punto d'appoggio solido.
- Grazie alla posizione ultra bassa di 36 cm dal pavimento, e alle maniglie di mobilizzazione, il paziente è libero di spostarsi in modo autonomo.
- Il concetto innovativo delle ruote nascoste rende il letto molto simile a quello di casa e questo riduce l'angoscia creata dall'ambiente familiare nei pazienti e nei familiari.
- Il sistema di frenata brevettato è efficace e intuitivo, permette di vedere subito se il letto è correttamente immobilizzato e garantisce la massima sicurezza in ogni momento della giornata.



In sintesi :

- Un design più "domestico" per la serenità dei pazienti, delle loro famiglie e del personale sanitario.
- Un letto che garantisce sicurezza per il paziente e operatore, maggior autonomia, ergonomia, ottimizzando il benessere delle persone.
- Una concezione innovativa capace di adattarsi all'evoluzione della dipendenza del paziente.

Letto elettrico **AvantGuard® 800 Comfort**

Progettato da esperti, **AvantGuard® 800 Comfort** si inserisce perfettamente nelle Case di Riposo e Riabilitazione per Anziani.

Si adatta in modo versatile a tutte le fasi dell'invecchiamento e della malattia degli Ospiti, anche durante le fasi più critiche.

Opzioni :

- Sezione elettrica delle ginocchia e Autocontorno
- Trendelenburg e anti trendelenburg elettrico
- Sponde uniche in metallo a scomparsa
- Sponde in legno
- 2 maniglie di mobilizzazione
- Batteria
- Portabiancheria ed allungabilità letto
- 20 accessori disponibili



Caratteristiche tecniche

Dimensioni del letto		Gradi di articolazione del letto	
Larghezza del letto senza sponde.....	938 mm	Sezione testa.....	68°
Larghezza del letto con sponde metalliche.....	1014 mm	Sezione Ginocchia.....	28°
Lunghezza del letto.....	2144 mm	Sezione Gambe.....	16°
Lunghezza del letto (con estensione).....	2234 mm	Inclinazione Trend e anti Trend.....	-12°/+12°
Massima altezza dal suolo.....	73 cm	Carico di lavoro sicuro.....	185 Kg
Altezza minima.....	36 cm		

CE Apparecchiatura medica di classe 1 conforme alle normative 93/42/CEE
NF AFNOR CERTIFICATION - 11, avenue Franis de Pressensé, 93571 SAINT-DENIS LA PLAINE cedex

Marchio NF sanitari, Autorizzazione - n° d'autorisation 178-01/01
 Conforme alle seguenti norme : NF-EN-60601-1 (1996), NF-EN-60601-1-2 (2001), NF-EN-60601-2-38 et amd1 (1999), NF-S-90-312 (1984)

Conforme alle norme di qualità e protezione dell'ambiente applicabili nei centri di sviluppo e di produzione : ISO 9001 (2000) LNE n° 01391 - ISO 13485 (2003) G.MED n°0851 - ISO 14001 (1996) ECOPASS n° F-563601

www.hill-rom.com

France.....	+33 (0)2 97 50 92 12	Suisse/Schweiz.....	+41 (0)21/706 21 30	Nordic Countries.....	+46 (0)8 564 353 60
United Kingdom.....	+44 (0)1530 411000	(deutschsprachig).....	021/706 21 38	Export.....	Contact your local Hill-Rom distributor
Deutschland.....	+49 (0)211/16450-0	Österreich.....	+43 (0)2243 / 28550		or contact your Area manager via website
Nederland.....	+31 (0) 347 32 35 32	Irland.....	+353 (0)1 413 6005		or call +1 812 934 8173
Italia.....	+39 02-950541	Iberia.....	+34 (0)93 685 60 00		



La Hill-Rom si riserva il diritto di modificare qualsiasi elemento, specifica o modello senza preavviso. La sola garanzia concessa da Hill-Rom è quella esplicita e scritta indicata nel contratto di vendita o di noleggio dei suoi prodotti. Prodotto dalla Hill-Rom SAS, Pluvigner, Francia - © 2007 Hill-Rom SAS. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

Letto elettrico **AvantGuard® 800 Comfort**

La nostra **esperienza clinica e tecnologica** al vostro servizio





La Hill Rom vi propone un nuovo concetto basato sul benessere, la creatività, il design e l'ergonomia.

La vasta gamma di mobili Meltis™ modulabili comprende anche testata e pediera del letto che si adattano a qualsiasi tipo di arredo. Questa gamma ci permette di soddisfare i vostri criteri di arredo interno e di design in modo creativo e personalizzato.

Potete scegliere i vostri colori preferiti, ed esprimere la vostra creatività.

Personalizzate i vostri mobili con gli adesivi colorati Gometta®, in modo da rendere il vostro ambiente di cura sempre più confortevole e adatto ai vostri pazienti anziani.



Siamo a vostra disposizione per qualsiasi suggerimento o nuova idea.. che possa aiutarvi nella realizzazione del vostro progetto.

Vi invitiamo a collaborare con noi e a darci i vostri suggerimenti, visitando direttamente il nostro show room e parlando con i nostri esperti internazionali, al fine di migliorare i nostri prodotti e i nostri servizi.

Un team di esperti sarà presente per rispondere a tutte le vostre domande.

Il nostro studio programma grafico di creazione tridimensionale sarà a vostra disposizione per concretizzare insieme la vostra futura casa di cura senza alcun costo. Contattateci direttamente per qualsiasi informazione in merito

Le testiere e le pediere del letto elettrico AvantGuard® 800 Comfort si trovano nelle 4 gamme Meltis™ :

Koati™ - Toocana™
Gwanara™ - Sahouré™



Le funzionalità del letto elettrico accompagnano ogni gesto quotidiano :

- La funzione Autocontorno ottimizza il comfort, impedisce al paziente di scivolare in fondo al letto, riducendo così la formazione di lesioni e anche di inutili arrossamenti della cute, soprattutto quando il paziente viene messo in posizione seduta.
- L'elevazione consente una posizione seduta ideale.
- Il pannello di comando sul braccio flessibile è sempre a portata di mano.
- I tasti sono grossi e facili da intuire. Questo consente un uso semplice anche per i pazienti maledenti o con problemi di manualità.
- Le sponde in legno o in metallo sono dotate di un particolare sistema di bloccaggio che le rende uniche e particolarmente sicure sia per il paziente che per l'operatore.
- Il piano rete è liscio e amovibile e facilita la sanificazione.
- L'estensione del piano rete permette di adattare il letto alla statura del paziente.
- Il portabiancheria semplifica il lavoro giornaliero del personale.

Letto elettrico **AvantGuard® 800 Comfort**

La nostra **esperienza clinica** e **tecnologica** al vostro servizio

